

Instrumental quirúrgico para laparoscopia reutilizable



EC-001A-0533

Mango ergonómico con conector de RF sin cremallera



EC-002A-0533

Mango ergonómico con conector de RF doble acción con y sin cremallera

Inserto Ø: 5 mm
Largo: 33 y 45 cm



EC-033A-0533
33 cm

EC-033A-0545
45 cm



EC-034S-0533
33 cm

EC-034S-0545
45 cm

Inserto de tijera curva tipo Metzenbaum de doble acción .

Inserto de tijera tipo gancho de una sola acción.



EC-037D-0533
33cm

EC-037D-0545
45 cm



EC-038S-0533
33 cm

EC-038S-0545
45 cm



EC-042S-0533
33 cm

EC-042S-0545
45 cm



EC-043S-0533
33 cm

EC-043S-0545
45 cm

Inserto tipo Pinza Disectora Curva de 20 mm de largo de doble acción.

Inserto tipo Mixer de doble acción. 90°.

Inserto de agarre tipo fenestrado de doble acción.

Inserto de agarre tipo Maxi de doble acción.

info@pamargentina.com.ar
Tel.: 011 4775-4222
www.pamargentina.com.ar

PAM
PAM ARGENTINA SA

ECLERIS
INNOVATION VALUE

Instrumental quirúrgico para laparoscopia reutilizable



EC-046A-0533 33 cm
EC-046A-0545 45 cm

Inserto de agarre tipo Claw con 2 x 3 dientes de doble acción.



EC-049S-0533 33 cm
EC-049S-0545 45 cm

Inserto de agarre fenestrado largo con dienteillos de doble acción.



EC-049A-0533 33 cm
EC-049A-0545 45 cm

Inserto de agarre fenestrado largo de doble acción.



EC-049B-0533 33 cm
EC-049B-0545 45 cm

Inserto de agarre fenestrado largo con dientes atraumáticos de doble acción.



EC-062A-0533 33 cm
EC-062A-0545 45 cm

Inserto de pinza fenestrada atraumática corta de doble acción.



EC-062S-0533 33 cm
EC-062S-0545 45 cm

Inserto de pinza fenestrada atraumática larga de doble acción



EC-198A-0533 33 cm
EC-198A-0545 45 cm

Inserto de agarre fenestrado de doble acción.



EC-0451S-0533 33 cm
EC-0451S-0545 45 cm

Inserto de agarre tipo Delphin de doble acción



EC-054S-0533 33 cm
EC-054S-0545 45 cm

Inserto de biopsia con diente de doble acción.



EC-056A-0533 33 cm
EC-056A-0545 45 cm

Inserto de agarre fenestrado para intestino de doble acción.



EC-134S-0533 33 cm
EC-134S-0545 45 cm

Inserto tipo Babcock de doble acción.

Vástago Ø: 5 y 10 mm
Largo: 33 y 45 cm



EC-005A-0533 Ø: 5 mm-33 cm
EC-005A-0545 Ø: 5 mm-45 cm
EC-010A-0533 Ø: 10 mm-33 cm
EC-010A-0545 Ø: 10 mm-45 cm

info@pamargentina.com.ar
Tel.: 011 4775-4222
www.pamargentina.com.ar

PAM
PAM ARGENTINA SA

ECLERIS
INNOVATION VALUE


Inserto Ø: 10 mm
Largo: 33 y 45 cm



EC-013S-1033
33 cm

EC-013S-1045
45 cm

Inserto de agarre tipo Claw con 2 x 3 dientes de doble acción.



EC-135S-1033
33 cm

EC-135S-1045
45 cm

Inserto tipo Babcock Debakey de doble acción.

Pinzas Ø: 3 mm
Largo: 28 cm



EC-033A-0328

Inserto de tijera curva tipo Metzemaum de doble acción **con vástago**.



EC-038S-0328

Inserto tipo Mixer de doble acción **con vástago**.



EC-037S-0328

Inserto tipo Pinza Disectora Curva de doble acción **con vástago**.



EC-044S-0328

Inserto de agarre tipo cocodrilo de doble acción **con vástago**.



EC-049S-0328

Inserto de agarre fenestrada de doble acción **con vástago**.

Marca Ecleris. Origen Nacional.
ANMAT

Porta agujas



Porta agujas de mango ergonómico tipo pistola. Curvo y Recto. Largo 33cm. Diámetro 5mm.



Porta agujas de anillas. Curvo y Recto. Largo 33cm. Diámetro 5mm.



Porta agujas con mango. Recto. Mango ergonómico. Largo 28cm. Diámetro 2,8mm.

Aguja tipo Veress



Diámetro 2,2mm. Largo 120 y 150mm

Empujanudos



EC-029B-0533

Empujanudos para uso con abertura de sutura. Largo 33cm, diámetro 5mm. Recto.

Aguja de aspiración e irrigación



EC-1027-0545

Diámetro de la aguja 1,2mm. Largo 45cm.

**Marca Ecleris. Origen Nacional
ANMAT**

info@pamargentina.com.ar
Tel.: 011 4775-4222
www.pamargentina.com.ar

PAM
PAM ARGENTINA SA

ECLERIS
INNOVATION VALUE

Instrumental quirúrgico para laparoscopia reutilizable



Clipeadora Largo: 33 cm



EC-11AF-1033 ML

EC-11BF-1033 L

Aplicadora de clips. Doble acción.
Desarmable. Diámetro 10mm.



EC-001S-0533


Aplicadora de clips.
Doble acción. Diámetro 5mm.

Retractor Largo: 35 cm



EC-074A-0535

Cinco dedos. Tridimensional.
Apertura en forma de abanico. Diámetro 10mm.



EC-073A-0535

Cinco dedos. Recto.
Apertura en forma de abanico.
Diámetro 5mm.

Pinza de colangiografía



EC-063-0533

Pinza de Colangio. Largo 33cm. Diámetro 5mm. Con cateter.




Marca Ecleris. Origen Nacional.
ANMAT

info@pamargentina.com.ar
Tel.: 011 4775-4222
www.pamargentina.com.ar

PAM
PAM ARGENTINA SA

ECLERIS
INNOVATION VALUE

Instrumental quirúrgico para laparoscopia reutilizable



Mango Aspirador / Irrigador



Mango aspirador/Irrigador
de **control corredizo** con
canula de 2,8 mm de diámetro. Largo 33 cm.



Mango aspirador/Irrigador **de control
corredizo** con canula intercambiable de 5 y 10mm.
Largo 33 cm.



Mango aspirador/Irrigador
tipo trompeta con cánula intercambiable de 5 y 10mm.
Largo 33 cm.

Marca Ecleris. Origen Nacional.
ANMAT

info@pamargentina.com.ar
Tel.: 011 4775-4222
www.pamargentina.com.ar

PAM ||||
PAM ARGENTINA SA

ECLERIS ✦
INNOVATION VALUE

Instrumental quirúrgico para laparoscopia reutilizable



Camisa de trócar y accesorios



EC-003C-1195-TS
Ø: 10,5 mm

EC-003C-1295-TS
Ø: 12,5 mm

Trócar de seguridad desarmable.
Diámetro 10,5 y 12,5mm.



EC-003C-5595-TP
Ø: 5,5 mm

Trócar piramidal.
Diámetro 5,5mm.



EC-003C-5595
Ø: 5,5 mm

EC-003C-1195
Ø: 10,5 mm

EC-003C-1295
Ø: 12,5 mm

Camisa de trócar automática con válvula magnética.
Diámetro 5,5; 10,5 y 12,5mm.



Funcionamiento de trócar con su camisa.



EC-1155-0170
Ø: de 10,5 a 5,5 mm

Reductor tipo Tubo
Diámetro 10,5 a 5,5mm.



EC-1155-0180
Ø: de 10,5 a 5,5 mm

Reductor rápido con anclaje al cuello de camisa de trócar.



EC-003C-1295-RR55
Ø: de 12,5 a 5,5 mm

EC-003C-1295-RR10
Ø: de 12,5 a 10,5 mm



EC-086A-0055
Ø: 5,5 mm

EC-086B-0011 EC-086C-0012
Ø: 10,5 mm Ø: 12,5 mm

Goma de camisa de trócar

Marca Ecleris. Origen Nacional.
ANMAT

info@pamargentina.com.ar
Tel.: 011 4775-4222
www.pamargentina.com.ar

PAM
PAM ARGENTINA SA

ECLERIS
INNOVATION VALUE