

Implantes de oído medio



Implantes Totales - TORP

Reemplazo total de la cadena osicular

TORP - Implante total de oído medio. Titanio. Recortable.

| REF | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | LARGO TOTAL | Ø EJE |
|-------|---------------|-------------------------|-------------|-------|
| 11100 | BASE SEPARADA | DOS PIEZAS. RECORTABLE. | 7,8mm | 0,4mm |
| 11200 | BASE SEPARADA | DOS PIEZAS. RECORTABLE. | 7,3mm | 0,4mm |

TORP - implante total de oído medio. Titanio. Recortable.

| REF | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | LARGO TOTAL | Ø EJE |
|-------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 11500 | BASE SEPARADA | DOS PIEZAS. RECORTABLE. AJUSTABLE | 7,8mm | 0,4mm |
| 11600 | BASE SEPARADA | DOS PIEZAS. RECORTABLE. AJUSTABLE | 7,3mm | 0,4mm |



Implantes Parciales - PORP

Reemplazo parcial de la cadena osicular

PORP - Implante parcial de oído medio. Titanio. Recortable.

| REF | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | LARGO TOTAL | LARGO INSERCIÓN | Ø EJE |
|-------|------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------|
| 12100 | CABEZAL SEPARADO | DOS PIEZAS. RECORTABLE. | 6,5mm | 5,5mm | 0,3mm |
| 12200 | CABEZAL SEPARADO | DOS PIEZAS. RECORTABLE. | 6,0mm | 5,0mm | 0,3mm |

PORP - implante parcial de oído medio. Titanio. Largo fijo.

| REF | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | LARGO TOTAL | LARGO INSERCIÓN | Ø EJE |
|-------|--|------------------|-------------|-----------------|-------|
| 12720 | CABEZA CENTRAL | CAMPANA RANURADA | 3,0mm | 2,0mm | 0,3mm |
| 12820 | CABEZA DESPLAZADA CON RANURA ADICIONAL | CAMPANA RANURADA | 3,0mm | 2,0mm | 0,3mm |
| 12920 | CABEZA CENTRAL | CAMPANA COMPLETA | 3,0mm | 2,0mm | 0,3mm |



Instrumental de corte

Pinza de acortamiento con mandíbula extra fuerte.

REF 10-715-00



Instrumental para acortamiento de implantes de titanio.
REF Pf 001-10