

All-in-One 32" 4K

Sistema de Endoscopia Full HD + Fuente de Luz + Monitor



Marca Ecleris

Especificaciones técnicas

CCD	Chip de 1/2.3". Marca Sony. Tecnologia CMOS HD. Resistente al agua.
Resolución	4K 3840x2160 60P
Monitor	Integrado de Grado Médico 4K de 32".
Salidas de Video	HDMI, DVI, 3G-SDI
Fuente de luz	Integrada, de LED, potencia 80 wats, control digital, 50000 hs horas de uso.
Alimentación	Rango 100-240V. 50 Hz
Puerto de pendrive	Unidad USB integrada.
Material	Carcasa transportable de Aluminio.
Peso	16 Kg
Dimensiones	Largo: 76cm; Ancho: 48,7cm; Profundidad: 10cm



info@pamargentina.com.ar
WhatsApp: +54 9 11 4406-2288

PAM
PAM ARGENTINA SA

ECLERIS
INNOVATION VALUE

All-in-One 24" FHD

Sistema de Endoscopia Full HD + Fuente de Luz + Monitor



Especificaciones técnicas

CCD	Chip de 1/2.3". Marca Sony. Tecnología CMOS HD. Resistente al agua.
Resolución	1920x1080 60P
Monitor	Integrado de Grado Médico HD de 24".
Salidas de Video	HDMI, DVI, CVBs
Fuente de luz	Integrada, de LED, potencia 80 wats, control digital, 50000 hs horas de uso.
Alimentación	Rango 100–240V. 50 Hz
Puerto de pendrive	Unidad USB integrada.
Material	Carcasa transportable de Aluminio.
Peso	12 Kg
Dimensiones	Largo: 575mm; Ancho: 395 mm; Profundidad: 105 mm



info@pamargentina.com.ar
WhatsApp: +54 9 11 4406-2288

PAM
PAM ARGENTINA SA

ECLERIS
INNOVATION VALUE