

LA MEJOR TECNOLOGÍA PARA EL QUIRÓFANO

PROCAM HD

Cámara de endoscopía de alta definición
1920 X 1080 P



- * Diseño ergonómico, ligero y compacto.
- * Balance de blancos automático con función de memoria.
- * Parámetros preseteados para diferntes especialidades médicas.
- * Excelente reproducción de color. Imagenes nítidas.
- * Percepción de profundidad superior.

Especificaciones técnicas

Voltage	120 -240 VCA 50/60 Hz
Power	25W
Sensor chip size	1/3" Sony CMOS sensor chip
Output Video	1920 x1080p 60fps
Output Ports	HDMI , DVI , VGA , SDI , CVBS
Image display ratio	f116:9
Image Shutter Speed	1/60fl~fl1/15360 sec.
TV system (CVBS AGC)	NTSC
SNR	>= 50dB
Minimum illumination	1LUXf1f1.2
Controls in camera head	Zoom , Brightness
Controls on CCU	White Balance , Still Image , Specialty , Advanced Menu

info@pamargentina.com.ar
WhatsApp: +54 9 11 4406-2288
www.pamargentina.com.ar

