

LAP25 - LAP40

INSUFLADOR LAPAROSCÓPICO



- Salida de CO₂ a temperatura corporal
- Nueva pantalla fácil de usar
- Autoseteo completamente automático

El insuflador LAP25 litros y LAP40 litros logra una presión intraabdominal rápida, estable y precisa.



El nuevo panel de visualización fácil de usar indica los siguientes parámetros:

- Presión abdominal preestablecida.
- Presión abdominal real.
- Flujo real.
- Consumo total de gas.

Las alarmas visuales y sonoras alertan inmediatamente al usuario de cualquier irregularidad.

El LAP25 y LAP40 realiza una autocomprobación cada vez que se enciende.

El usuario puede seleccionar tanto el nivel de presión como el caudal antes de la cirugía mientras el sistema está en modo de espera.

El LAP25 y LAP40 tiene un dispositivo de calentamiento de CO₂ incorporado para la seguridad y comodidad del paciente.

3 niveles de flujo automático.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	LAP 25	LAP 40
FLUJO ALTO	25 l/min.	40 l/min.
FLUJO MEDIO	10 l/min.	25 l/min.
FLUJO BAJO	2 l/min.	2 l/min.
CONSUMO	65 W	65 W
FRECUENCIA	110/240 VAC	110/240 VAC
CO ₂	50-60 Hz	50-60 Hz