

PROTESIS DE RECONSTRUCCIÓN DE CADENA OSICULAR

IMPLANTES PASIVOS DE OÍDO MEDIO



MIDDLE EAR INTELLIGENCE



insumos@pamargentina.com.ar - www.pamargentina.com.ar



MIDDLE EAR INTELLIGENCE



Prótesis estapedial K-PISTON

- Titanio puro
- Loop acintado
- Diámetro del pistón de 0,4 y 0,6 mm.
- Longitudes fijas de 4,25 mm-4,75mm
- Transición redondeada entre pistón y eje
- Pistón redondeado
- Resonancia magnética adecuada para potencias de hasta 7,0 T



Prótesis estapedial Matrix

- Titanio puro
- Loop acintado y fenestrado
- Diámetro de 0,4 y 0,6 mm.
- Longitudes fijas de 4,25 mm-4,75mm
- Transición redondeada entre pistón y eje
- Pistón redondeado
- Desplazamiento de 1,5 mm
- Resonancia magnética adecuada para potencias de hasta 7,0 T





Prótesis estapedial NITIFLEX

- Loop de Nitinol súper elástico
- Autofijación
- Diámetro del pistón de 0,4 y 0,6 mm.
- Longitudes fijas de 4,25 mm-4,75mm
- Transición redondeada entre pistón y eje
- Pistón redondeado
- Resonancia magnética adecuada para potencias de hasta 7,0 T



Prótesis PORP y TORP Sistema TTP-VARIAC

- Titanio puro
- Longitudes ajustables
- Diseño de filigrana
- Cabezal con ventanas generosas
- Superficies parcialmente rugosas
- Distribución del peso finamente equilibrada
- Resonancia magnética adecuada para potencias de hasta 7,0 T



Conector OMEGA

- Conexión con articulación flexible
- Resonancia magnética adecuada para potencias de hasta 7,0 T